


ゲルキャッチャー
GelCatcher

ゲル中の結晶を取り出し、そのまま結晶マウント！



サイズ	ポリイミドチューブ		ナイロン棒
	内径	外径	外径 (mm)
S	φ0.18	φ0.22	φ0.128
M	φ0.36	φ0.40	φ0.285
L	φ0.50	φ0.62	φ0.47


チップのサイズは3種類 (S, M, L)
 先端形状は2種類 (フラット, スロープ)



先端部イメージ図

ナイロン棒を引き込んだ状態で
 ゲル中の結晶を捕捉します

<使用イメージ>



捕捉時 (Capture time) 測定時 (Measurement time)
 先端部イメージ図

商品コード	品名	数量	価格(税別)
GT-500	ゲルキャッチャーチップ	6個セット	95,000円
※フラット(S, M, L)とスロープ(S, M, L)の各1個			
GD-100	ゲルキャッチャードライバー	1本	10,000円

【お問合せ先】 株式会社 創晶
 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1
 大阪大学 先端科学イノベーションセンターA207号
 TEL/FAX: 06-6877-5659 E-mail: info@so-sho.jp
 URL: http://www.so-sho.jp/

