




マイクロキャッチャー

新発売

MicroCatcher

ワンタッチ操作で吸引・吐出が可能



ペン型で握りやすく
顕微鏡下でも安定
指先でスムーズな操作

サイズ	内径	外径	肉厚	素材
0.5 mm	φ0.5 mm	φ0.7 mm	0.1 mm	PFA (チューブ) ナイロン (内芯)
0.8 mm	φ0.8 mm	φ1.1 mm	0.15 mm	テフロン (チューブ) ナイロン (内芯)

※チップサイズは2種類/簡単にチップ交換可能です


【使用イメージ】(ゲル中結晶の場合)



内芯がワンタッチで
出し入れできます



押ボタンを押すことで、
内芯がチューブ先端部まで動きます



押ボタンを離すことで、
内芯がチューブ内に引き込まれます

顕微鏡下にて、結晶を
ピックアップ→移動→吐出 の操作を
ワンタッチで行うことができます

吸引力があるため、溶液中の微小物ピックアップなど、様々な用途にお使いいただけます

商品コード	品名	数量	価格(税別)
MC-600	マイクロキャッチャー 本体	1本	68,000円
MC-050	マイクロキャッチャー チップ(0.5 mm)	1個	27,000円
MC-080	マイクロキャッチャー チップ(0.8 mm)	1個	27,000円

【お問合せ先】 株式会社 創晶
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1 大阪大学工学P3棟313号
TEL/FAX: 06-6877-5659 E-mail: info@so-sho.jp
URL: http://www.so-sho.jp/

